

ALLERDERM® Spot-On

Lietošanai dzīvniekiem. Dermatoloģisks kopšanas līdzeklis Spot-on lietošanai uz ādas suņiem un kaķiem.

Produkts īpaši piemērots lietošanai dzīvniekiem ar ādas aizsargbarjeras disbalansa problēmām (sausā vai jutīga āda).

Satur patentētu keramīdu, holesterola un taukskābju kompleksu (Skin Lipid Complex™), kas ir līdzīgs veselā ādā esošajam. Kompleksam piemīt ādu mitrinoša un nomierinoša iedarbība. Aizsargā ādas epidermas aizsargbarjeru.

Uzlabo ādas veselību ar S-I-S tehnoloģiju (Skin Innovative Science™ technology) – tā apvieno 2 kompleksus:

- 1) Glycotechnology – saharīdu komplekss, kas samazina nevēlamu mikroorganismu piesaistīšanos ādai;
- 2) Defensin technology – satur 2 dabīgus augu (boldo koka un parastās vīgriezes) ekstraktus, kuri stiprina ādas aizsargbarjeru pret nevēlamiem mikroorganismiem.



SASTĀVS. Ūdens, Skin Lipid Complex™ (keramīds NP, keramīds AP, keramīds EOP, taukskābes, holesterols), S-I-S Glycotechnology (ramnoze, galaktoze, mannoze), S-I-S Defensin technology (boldo koka *Peumus boldus* lapu ekstrakts, parastās vīgriezes *Spiraea ulmaria* ekstrakts).

LIETOŠANA.

Atvēršana: Turēt pipeti vertikāli un noskrūvēt uzgali.


Pašķirt apmatojumu, lai ir redzama āda. Pipetes galu novietot tieši uz ādas, un uzmanīgi izspiest pipetes saturu, vēlams problemātiskajā ādas apvidū.

Lietošanas biežums:

Kaķi un suņi <math>< 10\text{ kg}</math> - 1 pipete (2ml) nedēļā 4 nedēļas pēc kārtas, pēc tam viena pipete mēnesī.

Suņi >10 kg - 1 pipete (4ml) nedēļā 4 nedēļas pēc kārtas, pēc tam viena pipete mēnesī.

Maksimālā deva 1 pipete dienā, vai arī kā noteicis Jūsu veterinārārst.



UZGLABĀT sausā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. temperatūrā 5 C līdz 25 C,

IEPAKOJUMS. 6 pipetes x 2 ml (kaķiem un mazo šķirņu suņiem <math>< 10\text{ kg}</math>), 6 pipetes x 4 ml (vidējo un lielo šķirņu suņiem >10 kg).

RAŽOŠANAS SĒRIJA (Lot) UN MINIMĀLAIS DERĪGUMA TERMIŅŠ (Exp) – norādīts uz iepakojuma.

RAŽOTĀJS. VIRBAC, Francija.

IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060